

## AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK) ÜRÜNÜNE İLİŞKİN LİSANSLI DEPOLARDA UYGULANACAK KALİTE KRİTERLERİ VE SINIFLANDIRMASI

| Tip                         | Rutubet<br>% (m/m)<br>en çok | Yabancı madde<br>% (m/m)<br>en çok | Bozuk dane<br>% (m/m)<br>en çok | Boş dane<br>% (m/m)<br>en çok | Boylama<br>% (m/m) 7 mm<br>üstü | Hektolitire %<br>(m/l) | 50 g / Adet    |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Tip I (Siyah Alaca)</b>  | <b>8</b>                     | <b>3</b>                           | <b>2</b>                        | <b>3</b>                      | <b>90 ve üzeri</b>              | <b>26,00 ve üzeri</b>  | <b>180-220</b> |
| <b>Tip II (Siyah Alaca)</b> | <b>8</b>                     | <b>3</b>                           | <b>2</b>                        | <b>3</b>                      | <b>80-89</b>                    | <b>24,00-25,99</b>     | <b>221-240</b> |
| <b>Tip I (Beyaz)</b>        | <b>8</b>                     | <b>3</b>                           | <b>2</b>                        | <b>3</b>                      | <b>75 ve üzeri</b>              | <b>25,00 ve üzeri</b>  |                |
| <b>Tip II (Beyaz)</b>       | <b>8</b>                     | <b>3</b>                           | <b>2</b>                        | <b>3</b>                      | <b>65-74</b>                    | <b>23,50-24,99</b>     |                |

Bu sınıflandırmada geçen;

**Yabancı madde:** Çerezlik ayçiçeği arasında bulunan, kendinden başka her türlü maddeyi (kum, taş, toprak, bitkisel parçalar, yabancı tohumlar vb.).

**Bozuk dane:** Acılaşmış, nem almış, küflenmiş, çürümüş, böcek yenikli, filizlenmiş, kızışmış, donuk renkli ve yapışkan çerezlik ayçiçeği.

**Boş dane:** İç tutmamış (boş) ayçiçeği çekirdeği.

**Boylama tayini:** Ürünün göz açıklığı 7 mm olan yuvarlak delikli elek üzerinde kalan miktarına göre tespit edilmesi. (Yabancı madde, bozuk dane ve boş tanesi ayrılmış 100 g ayçiçeğinde yapılır.)

**50 g /Adet tayini:** 50 g Numunedeki adet miktarının tespit edilmesi.

### Numune alma ve analiz esnasında dikkat edilecek diğer hususlar:

- Numune alma işlemleri TS EN ISO 21294 Yağlı tohumlar-Manuel veya otomatik aralıklı numune alma standardına göre yapılır.
- Yabancı madde tayini, TS 2947 EN ISO 658'e göre yapılır.
- Rutubet analizi hızlı yöntemle yapılır. Analizde kullanılacak cihazın kalibrasyonu TS EN ISO 665 Rutubet ve uçucu madde muhtevasının tayini standardına göre yapılır.
- Hektolitire analizi TS EN ISO 7971-3 standardına göre yapılır.